




Afastador Mini-Open Macom Dr. Aécio Dias

Modelo MA-70000HN

Afastador Mini Open Macom é um conjunto de instrumentais invasivos de uso transitório para realização de abordagem por via Anterior e Lateral da Coluna Vertebral.

Precisão e
tecnologia de
ponta em favor
da saúde



>> REGISTRO ANVISA: 10243070096

LANÇAMENTO

Afastador Mini-Open Macom Dr. Aécio Dias

Modelo MA-70000HN

INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE

AFASTADOR MINI OPEN MACOM tem como finalidade de uso realizar abordagem por via Anterior e Lateral da Coluna Vertebral com um sistema de lâminas canuladas que permitem a fixação dos fios guias ALIF GUIDE descartáveis no corpo vertebral, estabilizando e criando campo melhor de visão para realizar diversos procedimentos na coluna vertebral.



>> Afastador Mini-Open Macom
Dr. Aécio Dias montado



AFASTADOR MINI OPEN MACOM é um conjunto de instrumentais invasivos de uso transitório. Este produto não possui componente estéril ou acessório implantável. A sua utilização depende da técnica do profissional médico, mas sempre em atividade suporte.



Componentes do Conjunto



>> HALO REDONDO MINI OPEN

MA-70000HAR

Radioluciente e utilizado como apoio das lâminas Ø251 mm



>> HALO OBILONGO MINI OPEN

MA-70000HAO

Radioluciente utilizado para estabilizar as lâminas Ø251 mm X 331



>> PRESILHA PARA AFASTADOR MINI OPEN

MA-70000PRN

Utilizado para fixar as lâminas no halo.

Aço inoxidável ASTM F899



Componentes do Conjunto



>> CABO SOFTGRIP

MA-70000CAER

6 unidades

Cabo anatômico com engate rápido de lâminas radiolucentes canuladas. Aço inoxidável ASTM F899 e silicone atóxico



>> LÂMINA RADIOLUCENTE CANULADA

MA-71000 LRFO

4 unidades

Alumínio Liga 6061 e Aço Inoxidável ASTM F899
100 x 25mm



>> LÂMINA RADIOLUCENTE CANULADA

MA-71300 LRFO

4 unidades

Alumínio Liga 6061 e Aço Inoxidável ASTM F899
130 x 25mm



>> LÂMINA RADIOLUCENTE CANULADA

MA-71800 LRFO

4 unidades

Alumínio Liga 6061 e Aço Inoxidável ASTM F899
180 x 25mm



>> **LÂMINA RADIOLUCENTE
CANULADA SUPRA-PÚBICA**
MA-71300SPFO
Kit acompanha uma lâmina
130 X 45 mm 60°



>> **LÂMINA RADIOLUCENTE
CANULADA SUPRA-PÚBICA**
MA-71000SPFO
Kit acompanha uma lâmina
100 X 45 mm 60°



>> **LÂMINA RADIOLUCENTE
CANULADA SUPRA-PÚBICA SP**
MA-71800SPFO
Kit acompanha uma lâmina
180 X 45 MM 60°



>> **KIT 03 LÂMINAS RADIOLUCENTE
CANULADA SUPRA-PÚBICA**

Componentes do Conjunto



>> GANCHO COM ENGATE RÁPIDO PARA TRAÇÃO

MA-70000 GTER

4 unidades

Aço inoxidável ASTM F899



>> HASTE DE MESA PARA AFASTADOR MINI OPEN / BRAÇO ARTICULADO



MA-70000HM

2 unidades



>> OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

O KIT PARA ACESSO ANTERIOR VERTEBRAL ALIF GUIDE MACOM não faz parte do processo de cadastramento de materiais de uso em saúde, devendo ser adquirido separadamente.





>> CAIXA PARA ACOMODAÇÃO
MA-7000CXN





CONTATO

 Av. João Bassi, 572 – Pq. Industrial Ferreira Fernandes
CEP 07172-440 – Guarulhos – SP

 +55 11 2431-4636

 macom@macominstrumental.com.br
www.macominstrumental.com.br

 Aparelhos **para Coluna**



MACOMINSTRUMENTAL

